

Analizador de Hemoglobina



Resultados imediatos de HB e HCT: Menos de 3 Segundos

Equipamento portátil com precisão e qualidade de laboratório: CV < 1.5%

Amostra de apenas 7µl (Sangue Capilar ou Venoso)

Grande espaço de armazenamento: Mais de 2.000 Testes

Fácil operação: Apenas 3 passos

Cassete com vida útil de 2 anos

Pronto para usar, não necessita de configuração ou calibração




Conexão com App
para celulares




Impressora inclusa


Teste em apenas três passos!



1. Perfure o dedo do paciente e faça a coleta do sangue com a microcuveta.



2. Insira a microcuveta no equipamento e feche a tampa.



3. Os resultados irão aparecer na tela em menos de 3 Segundos.

Especificações

Método	Microfluídica e espectrofotometria com tecnologia de compensação de espelhamento.
Calibração	Calibrado de fábrica, não precisa de calibração adicional
Amostra	Sangue Capilar ou venoso
Parâmetros	Hb e HCT
Faixa de Medição	0 - 25.6 g/dl
Tempo de Resultado	< 3 segundos
Armazenamento	2.000 Testes
Precisão	CV < 51.5%

Condições de Operação		5 °C ~ 35 °C ; ≤ 85% RH
Condições para o armazenamento	Aparelho	-20 °C ~ 35 °C ; ≤ 90% RH
	Cassete	2 °C ~ 35 °C ; ≤ 85% RH
Vida útil da microcuveta		2 anos, 3 meses após aberto
Alimentação de energia		Adaptador AC e Bateria de Lítio
Conectividade		USB, Bluetooth e impressora
Tamanho		130mm x 82mm x 31.5mm
Peso		220g (Incluindo a bateria)



www.bioadvancediag.com.br
 contato@bioadvancediag.com.br
 Tel.: (11) 2621-7171 / (11) 99355-8862
 Rua Anísio de Abreu, 236 - Pq. Cisper
 CEP: 03817-020 - São Paulo/SP