

Analisadores de Hemoglobina HPLC

Vários modelos para atender a diferentes mercados

H8



Tamanho

• Equipamento pequeno, perfeito para rotinas menores.

Detecção

 Modo Variante em 130 segundos e Modo Talassemia em 380 segundos

Amostras

• Até 10 Amostras por rodada.

H100



Início Rápido

• Inicialização em até 5 minutos

Alta velocidade de detecção

 Modo Variante em 96 segundos e Modo Talassemia em 350 segundos

Amostras

• Até 110 Amostras por rodada.

H100 Plus



Início Rápido

• Inicialização em até 5 minutos

Alta velocidade de detecção

• Modo Variante em 58 segundos

Amostras

• Até 110 Amostras por rodada.

Especificações

Modelo	H100/H100Plus	Н8
Modo Variante Tempo de detecção	96seg/T, 58seg/T	130seg/T
Modo Talassemia Tempo de detecção	350seg/T	380seg/T
Intervalo de teste de HbA1c	3% ~ 20%	3% ~ 18%
Volume de amostra	5uL	5uL
Piercing de tampa	Sim	Sim
Carregador de amostra	110	10
Posição de STAT	Sim	Não
Tela	10.1"TFT Tela de toque	10.1"TFT Tela de toque
Armazenamento	20000	4000
Dimensão (mm)	722x532x729	360x600x540


Modo

Parâmetros de Modo Variante



Itens de relatório: HbA1a, HbA1b, HbF, La1c, HbA1c, HbA0, V-window. Precisão: CV<1% (HbA1c)

Parâmetros de Modo Talassemia



Itens de relatório: HbA1a, HbA1b, HbF, LA1c, HbA1c, HbA0, HbA2, HbE, HbD, HbS, and HbC Precisão: CV<1% (HbA1c)

Acurado

- » Padrão ouro de HPLC Plataforma HbA1c com CV<1%</p>
- » Desempenho estável sem interferência de HbF/ LA1c/ Variantes

Flexível

- » Vários mercados podem ser atendidos pelos diversos modelos de design
- » Totalmente automático para economizar tempo e esforço dos usuários finais

Conveniente

- » Grande tela sensível ao toque para realizar todas as operações, sem necessidade de acessórios adicionais
- » Sistema Linux para facilitar a análise, a operação e a resolução de problemas

Importador e distribuidor Autorizado



Rua Cachoeira dos índios, 305 São Paulo/ SP - Pq. Cisper Tel.: (11) 2621-7171/ 3445-5418 contato@bioadvancediag.com.br www.bioadvancediag.com.br

