

Analizador de Química Seca



Manutenção barata



Precisão Alta



Cassete
Descartável



Menos de 3 minutos



Tela touch
screen de
4,3 Pol



Temperatura e
Humidade
constante



Ultra portátil




Impressora Opcional


Parâmetro de Teste:

Lipídios + Glicose	TC TG HDL-C LDL-C GLU
Função Renal	Urea CRE UA
Função Hepática	ALB ALT AST
Triagem para doenças metabólicas	TC UA GLU
Triagem para doadores de sangue	Hb ALT


Teste em três passos rápidos:



1. Puncionar o dedo usando uma lanceta



2. Retire a quantidade suficiente de sangue com a pipeta



3. Coloque o sangue na área indicada no cassete para o teste.

Especificações:

Método	Detecção Fotométrica	Medidas	157.5*145.7*64.6mm
Tempo de reação	≤ 3 minutos	Peso	622g
CV	≤ ± 10%	Armazenamento	3000 resultados
Tipo de Amostra	Sangue venoso ou Soro	Tela	Tela Touch Screen de 4.3 Pol
Volume da Amostra	≤ 45 µL	Temperatura do armazenamento	Temp: 20 °C ~ 60 °C ; Rh: 10% ~ 90%
Fonte de alimentação	Entrada AC100~240V, 50/60Hz, 30VA; Saída 5V, 2A Bateria de Lítio: DC3.7±0.3V	Temperatura do operação	Temp: 15 °C ~ 35 °C ; Rh: ≤ 85%